

Notice de montage des sifflets



Sifflets "simples"

Ref. catalogue SPARADRAP : P01

Pour le montage du sifflet il faut **2 raccords** :

- Raccord droit 22M-30F
(Réf. Intersurgical : 1971000)



- Raccord souple 22F-22mm ou non ISO
(Réf. Intersurgical : 1704000)



Les sifflets sont disponibles auprès de l'association SPARADRAP : www.sparadrap.org > Catalogue
L'ensemble des raccords sont disponibles auprès d'Intersurgical : www.intersurgical.fr

Association SPARADRAP - Pour guider les enfants dans le monde de la santé
48, rue de la Plaine 75020 Paris - tél. : 01 43 48 11 80 - fax : 01 43 48 11 50 - contact@sparadrap.org - www.sparadrap.org